



PERFOSKIN

ÜRÜN İÇERİĞİ: HA 5.5 MG / 1 ML
Süksinik Asit 16 MG / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4

KULLANIM AMACI: Süksinik asidin melanin pigmentini baskılamasıyla ciltteki rengi açar. Hyaluronik asit cildi nemlendirir ve elastikiyetini artırır.

UYGULAMA BÖLGELERİ: Tüm yüz, eller ve dekolte bölgesi.

UYGULAMA ŞEKLİ: 15 gün ara ile 2 seans.

KUTU İÇERİĞİ: 5 ML kullanıma hazır şırınga,
1 adet prospektüs.

ÖNERİLEN İĞNE: Zelostat 35G Quantum veya Quatron.



ELECTRI

NoMOR
Inclusion porok yuk

ÜRÜN İÇERİĞİ: HA 5.5 MG / 1,5 ML
Süksinik Asit 16 MG / 1,5 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4

KULLANIM AMACI: NoMor protokolünün bir bileşeni olan Electri göz çevresinde yorgun görüntü ve morluk var ise süksinik asidin melanin pigmentini baskılamasıyla ciltteki rengi açar. Hyaluronik asit cildi nemlendirir ve elastikiyetini artırır.

UYGULAMA BÖLGELERİ: Göz çevresi.

UYGULAMA ŞEKLİ: 15 gün ara ile 2 seans.

KUTU İÇERİĞİ: 1,5 ML kullanıma hazır şırınga,
2 adet etiket, 1 adet prospektüs.

ÖNERİLEN İĞNE: Zelostat 35G Quantum.



XELA REDERM 1.1

NoMOR
Inclusion porok yuk

ÜRÜN İÇERİĞİ: HA 11 MG / 1 ML
Süksinik Asit 16 MG / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4

KULLANIM AMACI: NoMor protokolünün bir bileşeni olan göz çevresinde yorgun görüntü, damarsal morluk ve hafif kırışıklar var ise süksinik asidin melanin pigmentini baskılamasıyla ciltteki rengi açar. Hyaluronik asit cildi nemlendirir ve elastikiyetini artırır kollajen üretimini tetikler ve hafif kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

UYGULAMA BÖLGELERİ: Göz çevresi.

UYGULAMA ŞEKLİ: 15 gün ara ile 2 seans.

KUTU İÇERİĞİ: 2 ML kullanıma hazır şırınga,
2 adet etiket, 1 adet prospektüs.

ÖNERİLEN İĞNE: Zelostat 35G Quantum.



XELA REDERM 1.8

Monaco Protokolü

ÜRÜN İÇERİĞİ: HA 18 MG / 1 ML
Süksinik Asit 16 MG / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - PH: 7.4

KULLANIM AMACI: Monaco Protokolünün bir bileşeni olan Xela Rederm 1.8 ciltte renk tonu eşitsizliği, lekeler, akne izleri, yorgun/donuk görüntü, kırışıklıklar ve cilt kuruluğu için kullanılır. Süksinik asit ciltte enerji üretim süreçlerini destekler, melanin pigmentini baskılar. ATP üretimine yardımcı olur, serbest radikalleri baskılar bu sayede yaşlanma belirtilerinin engellenmesine yardımcı olur. Hyaluronik asit cildi nemlendirir ve elastikiyeti artırır.

UYGULAMA BÖLGELERİ: Tüm yüz.

UYGULAMA ŞEKLİ: 15 gün ara ile 2 seans.

KUTU İÇERİĞİ: 2 ML kullanıma hazır şırınga, 2 adet etiket,
1 adet prospektüs.

ÖNERİLEN İĞNE: Zelostat 34G veya Quatron.



XELA REDERM 2.2

Monaco Protokolü

ÜRÜN İÇERİĞİ: HA 22 MG / 1 ML
Süksinik Asit 16 MG / 1 ML - MA 2.5 Mln Dalton - pH: 7.4

KULLANIM AMACI: Monaco Protokolünün bir bileşeni olan Xela Rederm 2.2 ciltte renk tonu eşitsizliği, lekeler, akne izleri, yorgun/donuk görüntü, kırışıklıklar ve cilt kuruluğu için kullanılır. Süksinik asit ciltte enerji üretim süreçlerini destekler, melanin pigmentini baskılar. ATP üretimine yardımcı olur, serbest radikalleri baskılar bu sayede yaşlanma belirtilerinin engellenmesine yardımcı olur. Hyaluronik asit cildi nemlendirir ve elastikiyeti artırır.

UYGULAMA BÖLGELERİ: Tüm yüz, eller ve dekolte bölgesi.

UYGULAMA ŞEKLİ: 15 gün ara ile 2 seans.

KUTU İÇERİĞİ: 2 ML kullanıma hazır şırınga,
2 adet etiket, 1 adet prospektüs.

ÖNERİLEN İĞNE: Zelostat 34G veya Zelostat 31G.



ALEXA

Medium / Volume

ÜRÜN İÇERİĞİ:
Medium: Çapraz Bağlı HA 17.5 MG
Volume: Çapraz Bağlı HA 20 MG
Monofazik - pH: 7.2 - 7.4 Saflık %99.999
Atık BDDE < 1 p.p.m

KULLANIM AMACI: Çapraz Bağlı Hyaluronik Asit içeren Alexa özellikle dudak bölgesinde ve tüm yüzde en doğal sonuçları için tasarlanmıştır. Lidokain içermez. Ödem riski düşüktür. Shiseido üretimi, FDA onaylı hyaluronik asit.

UYGULAMA BÖLGELERİ:
Medium: Dudak / Orta yüz
Volume: Dudak / Tüm yüz

UYGULAMA ŞEKLİ: Kanül veya iğne.

KUTU İÇERİĞİ: 1 ML şırınga, 2 adet etiket,
1 adet prospektüs.

ÖNERİLEN İĞNE: Zelostat 31G.

DÜNYADA İLK VE TEK 35G QUANTUM

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK:
35G iğnenin karşılaştırılabileceği bir iğne yoktur.

KUTU İÇERİĞİ: 50 Adet

DIŞ ÇAP / İÇ ÇAP: 0.16 MM / 0.105 MM

İĞNE UZUNLUĞU: 4 MM

KULLANIM ALANLARI: Mezoterapi, PRP, Botulinum Toksin

AVANTAJLARI:
Dünyanın *en ince* mezoterapi iğnesi, neredeyse acısız uygulama konforu ve daha önce deneyimlenmemiş hassasiyet. Tercihen anestezisiz enjeksiyon imkanı.



34G ZELOSTAT

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK:
34G'nin piyasadaki diğer rakiplerine göre dış çapı %10 daha ince, iç çapı %20 daha geniş.

KUTU İÇERİĞİ: 100 Adet

DIŞ ÇAP / İÇ ÇAP: 0.18 MM / 0.12 MM

İĞNE UZUNLUĞU: 4 MM / 9 MM

KULLANIM ALANLARI: Mezoterapi, PRP, Botulinum Toksin

AVANTAJLARI:
İç çapının genişliği sayesinde hekim enjeksiyonunu daha konforlu ve hassas bir şekilde gerçekleştirirken dış çapının inceliği sayesinde hasta daha acısız ve kanamasız bir uygulama tecrübesi yaşar.



31G ZELOSTAT

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK:
31G'nin piyasadaki diğer rakiplerine göre dış çapı %5 daha ince, iç çapı %33 daha geniş.

KUTU İÇERİĞİ: 100 Adet

DIŞ ÇAP / İÇ ÇAP: 0.25 MM / 0.20 MM

İĞNE UZUNLUĞU: 4 MM / 9 MM / 13 MM

KULLANIM ALANLARI: Mezoterapi, PRP, Botulinum Toksin

AVANTAJLARI:
İç çapının genişliği sayesinde hekim enjeksiyonunu daha konforlu ve hassas bir şekilde gerçekleştirirken, dış çapının inceliği sayesinde hasta daha acısız ve kanamasız bir uygulama tecrübesi yaşar.



*Zelostat ürünlerimizin tamamı *Luer Lock şırıngalar ile uyumludur.*

34G QUATRON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK:
1-4 mm arası ayarlanabilir iğne uzunluğu. Aynı anda dört noktaya enjeksiyon teknolojisi sayesinde, uygulama süresini kısaltır. 34G'lik yüksek kaliteli ince iğne uçları ile hassasiyet sağlar.

KUTU İÇERİĞİ: 10 Adet

DIŞ ÇAP / İÇ ÇAP: 0.18 MM / 0.12 MM

İĞNE UZUNLUĞU: 4 MM x 4

KULLANIM ALANLARI:
Mezoterapi, PRP, Saç Mezoterapisi, Skar, Keloid için Steroid, Mezoterapi Enjeksiyonu, Steroid Enjeksiyonu, Lokal Anestezi

AVANTAJLARI:
Aynı anda 4 noktaya enjeksiyon teknolojisi ile uygulama süresi kısaldır. Quatron'un kendine has teknolojisi sayesinde daha dar alanda enjeksiyon gerçekleştirilirken, deri altında daha iyi ve geniş yayılım sağlar. *Luer Lock'suz kullanıma uygun.*



Hekim Notları

Yüksek Karbon oranına sahip çelikten üretilmiş, 80-100 enjeksiyona kadar iğne ucu körelmiyor. Geniş iç hacmi sayesinde basınç kaynaklı damlama ve ürün kaybı olmuyor.